



全球首創牙髓孔影像偵測系統

國峰一號根管攝影機



國峰一號根管攝影機
榮獲中華民國新型發明專利
產品內建LED設計, 超小型探頭讓牙醫師
更容易及清楚的偵測到牙髓孔正確位置
手持式設計讓患者很容易就看得到自己牙髓狀況,
有助於牙醫師對患者說明整個療程, 建立良好醫病關係



ShinChi Technology Corp.

中華民國專利新型第M600601號

SC-2001R SC-2001L

- * 清晰全口影像功能
- * 輕巧且符合人體功學
- * 一鍵式拍照及攝影功能
- * 超小探頭設計, 符合牙髓孔探測要求
- * Micro SD卡槽設計, 可靈活使用存放空間, 也方便將檔案移到其它裝置播放
- * HDMI影像輸出讓影像也可以直接連在電視或是其他顯示屏幕上播放
- * 專為成人及兒童設計的全高及半高式探頭
- * 內建可充式電池, 可長時間在沒有電源的地方使用
- * 隨插即用的手機探頭設計

ITEM	DESCRIPTION
Camera Features:	
Camera	Tube 2.3mm diameter build in one LED
Lens	Fixed Focus
Field of View (FoV)	110°
Lens F/No	F 5.0± 5%
Depth of Field (DoF)	5mm~50mm
Control system	
Function Buttons	Power / Snap / Record / Reset
Output Interface	SD card slot / USB2.0 Mass Storage
Image output interface	HDMI out
Display	4.3" TFT-LCD with Touch Panel
Display resolution	RGB 800 x 480
Auto Exposure Control (AEC)	Auto
White Balance	Manual
Image Format	JPEG
Video Format	MOV
Storage	Built-in 16 GB Micro SD card (up to 32 GB)
UI features	Preview / Playback / LED / Zoom Setting mode / Battery saving
Battery	3.6V,3350mAh rechargeable Li-ion battery
Operating Temperature / Humidity	10°C ~ +50°C (±10%) / 30% RH ~ 80% RH
Storage/Transportation environment	-20°C ~ +60°C (±10%) / 20% RH ~ 90% RH
Atmospheric pressure	700-1060
Water Proof (Specular)	IP67
訂購資訊	ED-01 (手機探頭) SC-2001R (右出線主機) SC-2001L (左出線主機)

鑫圻科技股份有限公司

台北市民權東路三段37號11樓

TEL : +886-2-7702-7077

FAX : +886-2-8712-1978

E-mail : sales@shinchitech.com

www.shinchitech.com

Dr. Mobile 為鑫圻公司醫療器械之註冊商標

