



全世界第一台

DR. Mobile®

4.3吋手持式觸控螢幕數位耳鏡



4.3吋觸控式數位耳鏡專為在沒有電源供應的環境下，讓耳鼻喉科醫生可以很簡單且方便的操作本產品

產品在符合 **ISO 13485:2016** 規範及 **GMP** 認證的工廠製造；通過歐盟醫療器材最新的檢驗標準 (**EU-MDR**) 及台灣 **BSMI** 認證





SC-1001AR

本產品擁有領先業界的影像品質，
可以完整且清楚查看耳道和鼓膜的
靜態及動態影像，有了這項技術，
可以很容易的跟患者做說明及
做更準確的診斷



- * 精準光學 5mm-50mm 定焦鏡頭可近距離觀察耳膜
- * 探頭內建4個LED燈, 可清楚看到耳道內部
- * 觸控式設計, 方便使用者設定及操作
- * 快拍功能提供使用者快速擷取影像功能
- * Micro SD卡槽設計, 可靈活使用存放空間, 也方便將檔案移到其它裝置播放
- * HDMI影像輸出讓影像也可以直接連在電視或是其他顯示屏幕上播放
- * 機型SC-1001AR具有替換式探頭功能, 可以根據不同用途做前端探頭更換
- * 內建可充式電池, 可長時間在沒有電源的地方使用

Camera resolution	720P CMOS sensor, default 960 x 720
Function Buttons	Power / Snap / Record / Reset
Storage	Built in 16GB Micro SD card (up to 32GB)
Focus Range	5mm~50mm
Light Source	4pcs LEDs
Display	4.3" Touch TFT-LCD
Output Interface	SD card slot / USB 2.0 Mass Storage
Image output interface	HDMI out
Image Format	JPEG
Video Format	MOV
Frame Rate	30fps
AEC, AGC	Auto
Operating Temperature	10°C ~ +50°C (±10%)
Operation Humidity	30% ~ 80% RH
Battery	3.6V,3350mAh rechargeable Li-ion battery
	SC-1001AR (可拆式探頭)
訂購資訊	EA-02 (探頭)
	EA-03 (底座)

鑫圻科技股份有限公司

台北市民權東路三段37號11樓

TEL : +886-2-7702-7077

FAX : +886-2-8712-1978

E-mail : sales@shinchitech.com

www.shinchitech.com

Dr. Mobile 為鑫圻公司醫療器械之註冊商標

